

## Kininogen Deficient Plasma

Product No. ADG218

Lot XXXXXX

### Preparation

Kininogen Deficient Plasma is manufactured from pooled normal human plasma depleted of Kininogen using antibodies directed to Kininogen.

### Specification

Activity assay	Lot XXXXXX
PT (Stago Neoplastine C1+)	XXX sec
APTT (HemosIL APTT-SP)	XXX sec
Fibrinogen (clottable)	XXX g/L
FII (activity)	XXX U/ml
FV (activity)	XXX U/ml
FVII (activity)	XXX U/ml
FVIII (activity)	XXX U/ml
FIX (activity)	XXX U/ml
FX (activity)	XXX U/ml
FXI (activity)	XXX U/ml
FXII (activity)	XXX U/ml
High MW Kininogen (activity)	<XXX U/ml
Prekallikrein (activity)	XXX U/ml

### Application

For research assays of Kininogen antigen and functionality as a negative control and for dilution of standards and test samples.

### Warnings and Precautions

The plasma is prepared from screened normal citrated human plasma that have been tested and found negative for HBsAg, RPR and antibodies to HIV and HCV and non-reactive for HIV-1 RNA and HCV RNA by FDA-approved methods.

As no known test method can provide complete assurance that products derived from human blood will not transmit HBsAg, HCV, HIV-1, HIV-2 or other blood-borne pathogens, this reagent should be handled as recommended for any potentially infectious human specimen.

### Presentation

Set of 5 clear, screw-capped vials each containing 1 mL of frozen deficient plasma. The plasma contains 20 mM HEPES.

### Preparation and Handling

Thaw 1 ml vials in 37 °C water bath for 5 min.

### Storage and Stability

Plasma is shipped frozen and should be stored at below - 70 °C. Product is stable until the date stated on vial label when stored at -70 °C. Once thawed, plasma is stable for 4 hours at 2-8 °C in original vial.

### Distributed by:

**LOXO** GMBH

IMMUNOLOGIE • MOLEKULARBIOLOGIE  
 BIOCHEMIE • PRODUKTE UND SYSTEME

Gerhart-Hauptmann-Str. 48  
 69221 Dossenheim

Tel +49 6221 868023

Fax +49 6221 8680255

www.loxo.de - info@loxox.de

### Hinweis/Note:

Der Packungsbeileger dient nur als erste Information. Der relevante Packungsbeileger liegt der Ware bei.

The datasheet is for information purposes only. The current datasheet will be enclosed with product shipment.

For research use only!

ADG218©08072019\_Lot